

ZQTY-90ES 台式全温振荡培养箱



性能概述

- ◆ 三为一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠
- ◆ 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
- ◆ 静音风扇设计和强制对流方式，确保了良好的恒温效果
- ◆ 具有断电恢复功能，避免因断电、死机而造成的数据丢失问题
- ◆ 中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况
- ◆ 流线型外观，内衬采用镜面不锈钢，防腐蚀；外壳采用静电喷塑
- ◆ 精选进口优质压缩机，无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行
- ◆ 配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰
- ◆ 人性化设计的开门即停功能，使用更加安全便捷
- ◆ 具有紫外线灭菌功能

独特性能



三维一体



静音风扇



超温报警



断电恢复



人性化设计



紫外线灭菌

- ◆ LCD 触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；强制对流的风扇常开或自动
- ◆ 拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据，并且可显示温度、速度曲线，方便数据的分析；有 USB 接口，可将上述数据导出并保存
- ◆ 配备高质伺服电机，控制速度精确，高速性能好，稳定性强
- ◆ 独特定时除霜功能，1~89 分钟可自由设定，除霜间隔 30~600 分钟可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
- ◆ 专业设计的侧面透气孔，满足样品对氧气的需求
- ◆ 夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶

技术指标

品 名	台式全温振荡培养箱		
型 号	ZQTY-90ES	最大容量 (不锈钢夹具)	250ml×30 或 500ml×20 或 1000ml×12 或 2000ml×6
空载振荡频率	10-400rpm	最大容量	250ml×30 或 500ml×20 或 1000ml×9 或 2000ml×6
振荡频率精度	±1rpm	定时范围	0-999.9 小时
摇板振幅	Φ26mm	摇板尺寸 (长 × 宽)	518mm×424mm
温控范围	4 ~ 60°C (在室温 23°C ~ 25°C)	标准配置	万能夹具 (固定夹具可选)
温度调节精度	±0.1°C	电 源	AC220±10%、50 ~ 60Hz
温度均匀度	±1°C (at 37°C)	外型尺寸 (长 × 宽 × 高)	860mm×665mm×685mm
显示方式	LCD 触摸屏	空载重量 (约)	118kg
对流方式	强制对流	噪 音	低于 55dB
控制方式	P. I. D 微电脑智能控制	夹具板到顶部距离	430mm